

# QUIKLITTER XL™

REF #50-0449

## Multi-Use Disposable Litter

Rated to 1000 lbs (453 kg)

Size: 80" x 40" Weight: 2 lbs 5 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286

 Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, The Netherlands



# QuikLitter XL™ Instrucciones de Uso

QuikLitter XL™ está calificado para transportar hasta 1000 libras de peso (453 kg). Se recomienda utilizar al menos cuatro personas para garantizar un transporte y una transferencia segura, minimizando la posibilidad de accidentes o lesiones. No se recomienda su uso cuando la estabilidad espinal es un problema.

## CONTRAINDICATIONS AND WARNINGS

- No utilice QuikLitter XL™ si la unidad está excesivamente desgastada o perforada.
- Evite el contacto con objetos punzantes.
- Evite el arrastre de QuikLitter XL™ sobre superficies rugosas.
- No almacene QuikLitter XL™ en contacto con fuentes de calor superior a 88°C.
- No debe usarse junto con ningún tipo de elevadores mecánicos ni para movimientos verticales u horizontales.

## MANEJO DEL PACIENTE










- No exceda la capacidad de carga de 1000 libras (453 kg).
- Utilice un mínimo de 4 personas para levantar al paciente.
- Asegúrese de que la técnica de agarre sea adecuada antes de levantar al paciente.
- Asegúrese de que las correas de retención estén correctamente enganchadas antes de levantar al paciente.

## LIMPIEZA

- Una vez sucio, el QuikLitter XL™ se puede limpiar utilizando un paño húmedo con jabón, detergente o un desinfectante suave.
- No lo lave en la lavadora.

## USO PREVISTO

El QuikLitter XL™ está diseñado para ser utilizado por profesionales de la salud para la estabilización, el transporte y la transferencia de pacientes en general. Debido a la construcción ligera y compacta del dispositivo, es especialmente útil en entornos austeros donde se necesitan evacuaciones rápidas de heridos.

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code		Distributor
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture		

Aviso: Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe informarse a Tri-Tech Forensics, y la Autoridad Competente del Estado Miembro en el que esté establecido el usuario y/o paciente.