

# QUIKLITTER XL™

REF #50-0449

## Multi-Use Disposable Litter

Rated to 1000 lbs (453 kg)

Size: 80" x 40" Weight: 2 lbs 5 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286

 Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, The Netherlands



LOT

# QuikLitter XL™ Instruktioner

QuikLitter XL™ är klassad för att transportera upp till 453 kg. Det rekommenderas att använda minst fyra personer för att säkerställa säker transport och överföring, vilket minimerar risken för olycka eller skada. Rekommenderas inte när ryggradens stabilitet är ett problem. Felaktig hantering eller användning av skadad QuikLitter XL™ kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Följ alla instruktioner för bästa resultat.

## KONTRAINDIKATIONER OCH VARNINGAR

- Använd inte QuikLitter XL™ om enheten är för sliten eller fått ett hål.
- Undvik kontakt med vassa föremål.
- Undvik att dra QuikLitter XL™ över grova ytor.
- Förvara inte QuikLitter XL™ i kontakt med värmekällor som är högre än 87 ° C.
- Får inte användas tillsammans med någon typ av mekaniska lyft för varken vertikal eller horisontell rörelse.

## PATIENTHANTERING









- Överskrid inte lastkapaciteten på 453 kg.
- Använd minst 4 personer för att lyfta patienten.
- Se till att du har rätt grepp teknik innan du lyfter patienten.

## RENGÖRING

- Nedsmutsad QuikLitter XL™ kan rengöras med en fuktig trasa med tvål, tvättmedel eller ett mildt desinfektionsmedel.
- Tvätta inte i maskin.
- Om hela enheten är förorenad, lägg den i en biologisk riskpåse och kassera enligt era rutiner för farligt avfall.
- Undvik användning av hårda rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

## AVSEDD ANVÄNDNING

QuikLitter XL™ är avsedd att användas av vårdpersonal för allmän patientstabilisering, transport och överföring. På grund av den lätta och kompakta konstruktionen av enheten är den särskilt användbar i trånga miljöer där snabba evakueringar av skadade krävs.

 Medical Device	 Authorized European Representative	 Lot Number	 Country Code
 Not Made with Natural Rubber Latex	 Manufacturer	 Consult Instructions For Use	 Date of Manufacture

Observera: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna enhet ska rapporteras till Tri-Tech Forensics och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.