

# QUIKLITTER™

REF #50-0457

## Víceúčelové jednorázové nosítka

Nosnost: 500 lbs (226 kg)

Velikost: 74" x 28" (cca 188cm x71 cm)

Hmotnost: 13.3 oz (cca 380



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33, Suite 123 2595AM  
The Hague, The Netherlands



LOT

MD



# QuikLitter™ Návod k použití

QuikLitter™ je určen pro přepravu až 500 lb (226 kg). Pro zajištění bezpečného přesunu a minimalizace možnosti nehody nebo zranění se doporučuje využít alespoň čtyři osoby. Nedoporučuje se při problémech se stabilitou páteře. Nesprávná manipulace nebo použití poškozeného QuikLitter™ může mít za následek smrt nebo vážné zranění. Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte všechny pokyny.

## KONTRAINDIKACE A VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte QuikLitter™, pokud je silně opotřebované nebo proražené.
- Vyhněte se kontaktu s ostrými předměty.
- Netahejte QuikLitter™ přes nerovné povrchy.
- Neskladujte QuikLitter™ v blízkosti zdroje tepla nad 190°F (88°C).
- Nesmí se používat ve spojení s jakýmkoliv typem mechanických zvedáků pro vertikální nebo horizontální pohyb.

## MANIPULACE S PACIENTEM

- Nepřekračujte nosnost 500 lb.
- Ke zvednutí pacienta použijte minimálně 4 osoby.
- Před zvednutím pacienta zajistěte správnou techniku uchopení.

## ČIŠTĚNÍ

- Znečištěný QuikLitter™ lze čistit vlhkým hadříkem s mýdlem, saponátem nebo jemným dezinfekčním prostředkem.
- Neperte v pračce.
- Pokud jsou nosítka kontaminována, vložte je do červeného sáčku na biologický odpad a zlikvidujte v souladu s protokolem o nakládání s nebezpečným odpadem.
- Nepoužívejte agresivní čisticí a dezinfekční prostředky.

## ÚČEL POUŽITÍ

QuikLitter™ je určen pro použití zdravotníky pro celkovou stabilizaci, transport a převoz pacienta. Díky lehké a kompaktní konstrukci prostředek je užitečný zejména v náročných prostředích, kde je nutná rychlá evakuace zraněných.

Upozornění: Jakýkoli vážný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, by měl být nahlášen společnosti Tri-Tech Forensics a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém se uživatel a/nebo pacient nachází.

	Zdravotnický prostředek		Autorizovaný evropský zástupce		Číslo šarže		Kód země		Rozdělovač
	Není vyrobeno z přírodního latexu		Výrobce		Přečtěte si návod k použití		Datum výroby		