

# QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

## Multi-Use Disposable Litter

Rated to 750 lbs (340 kg)

Size: 72" x 27" Weight: 13 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.  
Prinses Margrietplantsoen 33,  
Suite 123 2595AM The Hague  
The Netherlands



LOT



# QuikLitter™ Lite Návod na použitie

QuikLitter™ Lite je dimenzovaný na prepravu až 340kg. Na zaistenie bezpečnej prepravy a presunu sa odporúča využiť aspoň štyri osoby, čím sa minimalizuje riziko nehody alebo zranenia. Neodporúča sa, keď je problémom stabilita chrbtice. Nesprávna manipulácia alebo použitie poškodeného QuikLitter™ Lite môže spôsobiť smrť alebo vážne zranenie. Na dosiahnutie najlepších výsledkov dodržiavajte všetky pokyny.

## KONTRAINDIKÁCIE A UPOZORNENIA

- Nepoužívajte QuikLitter™ Lite, ak je jednotka nadmerne opotrebovaná alebo prepichnetá.
- Vyhňte sa kontaktu s ostrými predmetmi.
- Vyhňte sa ťahaníu QuikLitter™ Lite na drsných povrchoch.
- Neuchovávajte QuikLitter™ Lite v kontakte so zdrojmi tepla nad 88°C.
- Nepoužívajte v spojení s akýmkoľvek typom mechanických zdvíhakov na vertikálny alebo horizontálny pohyb.

## ZAOBCHÁDZANIE S PACIENTOM

- Neprekračujte nosnosť 340 kilogramov.
- Na zdvihnutie pacienta použite minimálne 4 osoby.
- Pred zdvíhaním pacienta zaistite správnu techniku uchopenia.









## ČISTENIE

- Znečistený QuikLitter™ Lite je možné čistiť pomocou vlhčenej handričky s mydlom, čistiacim prostriedkom alebo jemným dezinfekčným prostriedkom.
- Neumývajte v práčke.
- Ak je celé zariadenie kontaminované, vložte ho do červeneho vrečka na biologický odpad a zlikvidujte ho podľa protokolu o nebezpečnom odpade.
- Vyhňte sa používaniu drsných čistiacich alebo dezinfekčných prostriedkov.

## ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

QuikLitter™ Lite je určený na použitie zdravotníkmi pracovníkmi na všeobecnú stabilizáciu pacienta, transport a presun. Vďaka ľahkej a kompaktnej konštrukcii zariadenia je obzvlášť užitočné v strohých prostrediach, kde je potrebná rýchla evakuácia obetí.

Upozornenie: Akýkoľvek vážny incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s týmto zariadením, by mal byť nahlásený Tri-Tech Forensics a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má používateľ/pacient sídlo.

|  |                                    |  |                                    |   |                              |  |                     |
|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
|  MD     | Medical Device                     |  EC REP | Authorized European Representative |  LOT | Lot Number                   |  PK | Country Code        |
|  LATEX | Not Made with Natural Rubber Latex |        | Manufacturer                       |     | Consult Instructions For Use |    | Date of Manufacture |

**RESCUE ESSENTIALS**

www.rescue-essentials.com

910-830-0286 | info@rescue-essentials.com

03-0022R1