

# QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

## Multi-Use Disposable Litter

Rated to 750 lbs (340 kg)

Size: 72" x 27" Weight: 13 oz



**RESCUE ESSENTIALS**

[www.rescue-essentials.com](http://www.rescue-essentials.com)

[info@rescue-essentials.com](mailto:info@rescue-essentials.com) | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials  
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



**EC REP**

MedEnvoy Global B.V. Prinses  
Margrietplantsoen 33, Suite 123  
2595AM The Hague, The Netherlands



**LOT**



# QuikLitter Lite™ Instrucciones de Uso

QuikLitter Lite™ está calificado para transportar hasta 750 libras de peso (340 kg). Se recomienda utilizar al menos cuatro personas para garantizar un transporte y una transferencia segura, minimizando la posibilidad de accidentes o lesiones. No se recomienda su uso cuando la estabilidad espinal es un problema.

## CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

- No utilice QuikLitter Lite™ si la unidad está excesivamente desgastada o perforada.
- Evite el contacto con objetos punzantes.
- Evite el arrastre de QuikLitter Lite™ sobre superficies rugosas.
- No almacene QuikLitter Lite™ en contacto con fuentes de calor superior a 88°C.
- No debe usarse junto con ningún tipo de elevadores mecánicos ni para movimientos verticales u horizontales.

## MANEJO DEL PACIENTE

- No exceda la capacidad de carga de 750 libras de peso (340 kg).
- Utilice un mínimo de 4 personas para levantar al paciente.
- Asegúrese de que la técnica de agarre sea adecuada antes de levantar al paciente.










## LIMPIEZA

- Una vez sucio, el QuikLitter Lite™ se puede limpiar utilizando un paño húmedo con jabón, detergente o un desinfectante suave.
- No lo lave en la lavadora.
- Si la totalidad del dispositivo está contaminado, colóquelo en una bolsa roja de Riesgo.
- Biológico y deséchelo de acuerdo con su protocolo de desechos peligrosos.

## USUARIO PREVISTO

Para ser usado por equipos de respuesta a emergencias en el ámbito prehospitalario.

*Aviso: Cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con este dispositivo debe informarse a Tri-Tech Forensics y la autoridad competente del Estado miembro en el que está establecido el usuario y / o paciente.*

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code		Distributor
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture		

**RESCUE ESSENTIALS**

www.rescue-essentials.com

910-830-0286 | info@rescue-essentials.com

03-1044R1