

QUIKLITTER™ LITE

REF #50-0469

Multi-Use Disposable Litter

Rated to 750 lbs (340 kg)

Size: 72" x 27" Weight: 13 oz



RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

info@rescue-essentials.com | 910-830-0286



Tri-Tech Forensics, Inc. dba Rescue Essentials
3811 International Blvd NE, Ste 100, Leland, NC 28451 USA



EC REP

MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33,
Suite 123 2595AM The Hague
The Netherlands



LOT



QuikLitter™ Lite Instruktioner

QuikLitter™ Lite, är klassad för att transportera upp till 340 kg. Det rekommenderas att använda minst fyra personer för att säkerställa säker transport och överföring, vilket minimerar risken för olycka eller skada. Rekommenderas inte när ryggradens stabilitet är ett problem. Felaktig hantering eller användning av skadad QuikLitter™ Lite, kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Följ alla instruktioner för bästa resultat.

KONTRAIKATIONER OCH VARNINGAR

- Använd inte QuikLitter™ Lite, om enheten är för sliten eller fått ett hål.
- Undvik kontakt med vassa föremål.
- Undvik att dra QuikLitter™ Lite, över grova ytor.
- Förvara inte QuikLitter™ Lite, i kontakt med värmekällor som är högre än 87 ° C.
- Får inte användas tillsammans med någon typ av mekaniska lyft för varken vertikal eller horisontell rörelse.

PATIENTHANTERING

- Överskrid inte lastkapaciteten på 340 kg.
- Använd minst 4 personer för att lyfta patienten.
- Se till att du har rätt greppteknik innan du lyfter patienten.









RENGÖRING

- Nedsmutsad QuikLitter™ Lite, kan rengöras med en fuktig trasa med tvåål, tvättmedel eller ett mildt desinfektionsmedel.
- Tvätta inte i maskin.
- Om hela enheten är förorenad, lägg den i en biologisk riskpåse och kassera enligt era rutiner för farligt avfall.
- Undvik användning av hårda rengöringsmedel eller desinfektionsmedel.

AVSEDD ANVÄNDNING

QuikLitter™ Lite är avsedd att användas av vårdpersonal för allmän patientstabilisering, transport och överföring. På grund av den lätta och kompakta konstruktionen av enheten är den särskilt användbar i trånga miljöer där snabba evakueringar av skadade krävs.

Observera: Varje allvarlig incident som har inträffat i samband med denna enhet ska rapporteras till Tri-Tech Forensics och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten är etablerad.

 MD	Medical Device	 EC REP	Authorized European Representative	 LOT	Lot Number	 PK	Country Code
 LATEX	Not Made with Natural Rubber Latex		Manufacturer		Consult Instructions For Use		Date of Manufacture

RESCUE ESSENTIALS

www.rescue-essentials.com

910-830-0286 | info@rescue-essentials.com